

Code, opmerking en mogelijke oorzaak en oplossing

De CODE wordt getoond in de meetlijst op het tabblad Metingen, in het PDF- en Excel-rapport. De OPMERKING (het door de software verstrekte bericht) wordt op de Analyzer weergegeven.

CODE	OPMERKING	Mogelijke oorzaak en oplossing
1	Pillendossier	
2	apparaat inschakelen	
3	apparaat uitschakelen	
4	Batterij bijna leeg	
5	Lege batterij	
6	Probeer de meting opnieuw	
7	Meting handmatig beëindigd	
8	Handmatige meting	
Er 1	Signaal te zwak	De hartslagsignalen op de manchet zijn te zwak. Verplaats de manchet en herhaal de meting.
Er 2	Foutsignaal	Tijdens de meting werden door de manchet foutsignalen gedetecteerd, veroorzaakt door b.v. beweging of spierspanning. Herhaal de meting en houd uw arm stil.
Er 3	Geen druk in de manchet	In de manchet kan geen voldoende druk worden opgewekt. Mogelijk is er een lek. Vervang de manchet indien nodig. Herhaal de meting.
Er 5	Abnormaal resultaat	De meetsignalen zijn onnauwkeurig en daarom kan geen resultaat worden weergegeven. Lees de checklist voor het uitvoeren van betrouwbare metingen en herhaal de meting.
Er 11	Signaal te zwak tijdens centrale bloeddrukmeting	De hartslagsignalen op de manchet zijn te zwak. Verplaats de manchet en herhaal de meting.
Er 12	Foutsignaal tijdens centrale bloeddrukmeting	Tijdens de meting werden door de manchet foutsignalen gedetecteerd, veroorzaakt door b.v. beweging of spierspanning. Herhaal de meting, terwijl je je arm stil houdt
Er 13	Fouten in manchetdruk tijdens centrale bloeddrukmeting	In de manchet kan geen voldoende druk worden opgewekt. Mogelijk is er een lek. Controleer of de manchet goed is aangesloten en niet te los zit. Vervang de batterijen indien nodig. Herhaal de meting
Er 15	Abnormale centrale bloeddrukmeting	De meetsignalen zijn onnauwkeurig en daarom kan geen resultaat worden weergegeven. Lees de checklist voor het uitvoeren van betrouwbare metingen en herhaal de meting.
Er 21	Foutsignaal tijdens verzamelen polsgolfsignalen	Controleer of de manchet goed is aangesloten en niet te los zit. Vervang zo nodig de bloeddrukmanchet. Herhaal de meting.
Er 23	Manchetdrukfouten bij het verzamelen van polsgolfsignalen	Controleer of de manchet goed is aangesloten en niet te los zit. Vervang zo nodig de bloeddrukmanchet. Herhaal de meting.

Er 25	Abnormaal resultaat van baPWV meting	Controleer of de manchet goed is aangesloten en niet te los zit. Vervang zo nodig de bloeddrukmanchet. Herhaal de meting.
Er F	Het apparaat is naar de "enkele foutstaat" gegaan	Verplaats de manchet en herhaal de meting. Vervang de batterijen indien nodig. Als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met Microlife of de plaatselijke distributeur
Er A	Storing flash-geheugen	Mogelijke hardware storing. Opnieuw proberen. Als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met Microlife of de plaatselijke distributeur
HI	Hartslag of manchetdruk te hoog	De druk in de manchet is te hoog (meer dan 299 mmHg) OF de hartslag is te hoog (meer dan 239 slagen per minuut). Ontspan u 5 minuten en herhaal de meting.
LO	Hartslag te laag	De hartslag is te laag (minder dan 30 slagen per minuut). Herhaal de meting.